





















**SYMBOL DESCRIPTION / LEGENDA SIMBOLI**

Reference number and graphic / Numero di riferimento e simbolo	Title / Descrizione	Reference number and graphic / Numero di riferimento e simbolo	Title / Descrizione
5.1.1 	Manufacturer / Fabbricante	5.2.8 	Do not use if package is damaged and consult instructions for use / Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
5.1.2 	Authorized representative in the European Community/ European Union/ Rappresentante Autorizzato nella Comunità Europea / Unione Europea	5.2.12 	Double sterile barrier system / Sistema sterile a doppia barriera
5.1.3 	Date of manufacture / Data di produzione	5.3.2 	Keep away from sunlight / Tenere al riparo dalla luce solare
5.1.4 	Use-by date / Data di scadenza	5.3.4 	Keep dry / Tenere al riparo dall'umidità
5.1.5 	Batch code / Lotto di produzione	5.3.7 	Temperature limit / Limiti temperatura di stoccaggio
5.1.6 	Catalogue number / Codice catalogo	5.4.2 	Do not re-use / Non riutilizzare
5.1.8 	Importer / Importatore	5.4.3 	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use / Leggere le istruzioni per l'uso o le istruzioni per l'uso elettroniche
5.2.3 	Sterilized using ethylene oxide / Sterilizzato utilizzando Ossido di Etilene	5.4.4 	Caution / Prestare attenzione
5.2.4 	Sterilized using irradiation / Sterilizzato utilizzando irraggiamento	5.7.7 	Medical device / Dispositivo Medico
5.2.7 	Non-sterile / Non sterile	5.7.10 	Unique device Identifier / Identificatore unico del dispositivo

Reference number, graphic and title taken from EN ISO 15223-1:2021 "Table 1 — Symbols to convey medical device information".  
Numero di riferimento, simbolo e descrizione estratti dalla EN ISO 15223-1:2021 "Table 1 — Symbols to convey medical device information".  
Traduzione in italiano a cura di LSM-MED S.r.l.